

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnase13 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Gan3

Numéro d'article: CM0015506

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RNASE13 humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte les niveaux endogènes chez l'homme et la souris. Idéal pour l'étude des protéines sécrétées inactives de type ribonucléase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RNASE13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RAL1 ; HEL-S-86p ; RNASE13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	440163
GeneID	440163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 de la RNASE13 humaine (NP_001012264.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5GAN3
Poids Moléculaire Protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace