

Anticorps Polyclonal Anti-Rnf125 Pour Wb, Elisa - Q96Eq8

Numéro d'article: CM0015317



Introduction

RNF125 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin validé pour le Western blot et l'ELISA, ciblant la protéine RNF125 humaine, une ubiquitine ligase E3 qui régule l'immunité antivirale et l'activation des lymphocytes T. Adapté à des applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF125 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Espèce	Humaine
GeneID	54941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-200 de la protéine RNF125 humaine (NP_060301.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96EQ8
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace