

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf125 Pour Wb Et Elisa - Q96Eq8

Numéro d'article: CM0023969



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RNF125 humain, validé pour le Western et l'ELISA. Reconnaît l'humain et la souris ; cible une ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans l'immunité innée et l'activation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	RNF125 Lapin pAb
Remarques/Alias	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Espèce	Humain
ID de Gène	54941
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 du RNF125 humain (NP_060301.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96EQ8
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace