

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf220 Pour Wb, Elisa - Q5Vtb9

Numéro d'article: CM0013694

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre RNF220 (ligase E3 d'ubiquitine protéique). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le RNF220 humain, souris et rat (63kDa). Idéal pour l'étude de l'ubiquitination, de la signalisation Wnt, du neurodéveloppement et des réponses aux interférons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF220 Lapin pAb
Remarques/Alias	HLD23; C1orf164; RNF220
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55182
ID de gène	55182
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 267-566 du RNF220 humain (NP_060620.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5VTB9
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace