


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ror2 Pour Wb Et Elisa - Q01974

Numéro d'article: CM0012048



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la ROR2 humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Réaction croisée avec la souris. Utile pour les études sur la chondrogenèse, l'ostéogenèse et la signalisation Wnt. Détecte une protéine d'environ 105 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ROR2 mAb lapin
Remarques / Alias	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	4920
ID du gène	4920
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la ROR2 humaine (Q01974).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Souris
SWISS	Q01974
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace