

Anticorps Polyclonal Anti-Rpe65 Pour Wb Et Elisa - Q16518

Numéro d'article: CM0022579

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RPE65, validé pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. RPE65 est une isomérolase critique du cycle des rétinoïdes, essentielle à la vision. Idéal pour la recherche sur les maladies rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPE65 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6121
GeneID	6121
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 340-440 de la RPE65 humaine (NP_000320.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q16518
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace