

Anticorps Polyclonal Anti-Rpe65 Pour Wb, If-P, Elisa - Q16518

Numéro d'article: CM0025690

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RPE65 validé pour Western blot (WB), immunofluorescence sur paraffine (IF-P) et ELISA. Il détecte la rétinoïde isomérahydrolase humaine, murine et rat ; idéal pour la recherche sur le cycle visuel et les maladies rétinienne héréditaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPE65 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Espèce	Humain
ID du gène	6121
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 274-533 de la protéine RPE65 humaine (NP_000320.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16518
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace