

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rpe65 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16518

Numéro d'article: CM0005333

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité contre RPE65, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle des rétinoïdes et les études sur la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPE65 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	p63 ; BCO3 ; LCA2 ; RP20 ; rd12 ; mRPE65 ; sRPE65 ; RPE65
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6121
GenelD	6121
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 400 et 500 de la protéine RPE65 humaine (Q16518).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16518
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace