


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl23 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62829

Numéro d'article: CM0028856



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine ribosomique humaine RPL23 (60S L23), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour les études de biologie des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RPL23 Lapin pAb
Remarques/Alias	L23; uL14; rpl17; RPL23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9349
GeneID	9349
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la RPL23 humaine (NP_000969.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62829
Poids Moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace