

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl7A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Numéro d'article: CM0018195



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RPL7A humain, validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Convient à la recherche sur les protéines ribosomiques et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL7A Rabbit pAb
Remarques/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Espèce	Humaine
ID du gène	6130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-266 du RPL7A humain (NP_000963.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P62424
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac de glace