

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62917

Numéro d'article: CM0016693



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RPL8 (protéine de la grande sous-unité ribosomique uL2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biologie des ribosomes et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-RPL8
Remarques/Alias	L8 ; uL2 ; RPL8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6132
GeneID	6132
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-257 de la RPL8 humaine (NP_000964.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62917
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace