


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rps27 Pour Wb, Elisa - P42677

Numéro d'article: CM0026631



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPS27 (protéine ribosomique 40S S27). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec des échantillons humains et de rat. Poids cible ~9 kDa. Utile pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes et l'anémie de Diamond-Blackfan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPS27 Lapin pAb
Remarques / Alias	S27 ; MPS1 ; eS27 ; DBA17 ; MPS-1 ; RPS27
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1 à 84 de la protéine RPS27 humaine (NP_001021.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P42677
Poids de la protéine	9kDa
Expédition	Sachet de glace