

Anticorps Monoclonal Anti-S100A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Numéro d'article: CM0006908



Introduction

Anticorps monoclonal S100A1 de lapin anti-humain validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte S100A1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Immunogène recombinant, protéine liant le calcium de 11 kDa idéale pour la recherche sur la signalisation cardiaque et calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100/S100A1 Lapin mAb
Remarques / Alias	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6271
Immunogène	Protéine recombinée de S100/S100A1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23297
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace