

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-S100A7/Psoriasine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Numéro d'article: CM0006722



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre la protéine humaine S100A7/Psoriasine (SWISS : P31151). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur le psoriasis et le carcinome épidermoïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	S100A7/Psoriasine Rabbit mAb
Remarques/Alias	PSOR1 ; S100A7c ; S100A7/Psoriasin
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Homme)	6278
Identifiant du gène	6278
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P31151
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac isotherme