

Anticorps Polyclonal Anti-Sall4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujq4

Numéro d'article: CM0018839



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-Sall4 cible le Sall4 humain (UniProt Q9UJQ4), validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat, soutenant la recherche sur les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Sall4
Remarques/Alias	DRRS ; IVIC ; HSAL4 ; ZNF797 ; Sall4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57167
GeneID	57167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 853-1053 du Sall4 humain (NP_065169.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJQ4
Poids protéique	112 kDa
Expédition	Sac de glace