


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sar1B Pour Wb, Elisa - Q9Y6B6

Numéro d'article: CM0030917



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SAR1B humaine (SWISS : Q9Y6B6). Validé pour WB et ELISA. Cible la petite GTPase du manteau COPII impliquée dans le transport du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi et le trafic des lipoprotéines. Idéal pour les applications diagnostiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SAR1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	ANDD; CMRD; GTBPB; SARA2; SAR1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51128
GeneID	51128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-198 de la protéine SAR1B humaine (NP_057187.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9Y6B6
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace