

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sardh Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI12

Numéro d'article: CM0028925

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SARDH humaine (sarcosine déshydrogénase). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial de la choline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SARDH Lapin pAb
Remarques/Alias	SAR; SDH; SARD; BPR-2; DMGDHL1; SARDH
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1757
ID de gène	1757
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-560 de la SARDH humaine (NP_009032.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UL12
Poids moléculaire	101kDa
Expédition	Sac de glace