

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sart3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15020

Numéro d'article: CM0014680



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SART3, un facteur de recyclage du spliceosome. Validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'épissage de l'ARNm et de la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SART3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P100 ; p110 ; DSAP1 ; TIP110 ; p110(nrb) ; RP11-13G14 ; SART3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9733
ID du gène	9733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 664-963 de SART3 humain (NP_055521.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q15020
Poids moléculaire	110 kDa
Expédition	Sac de glace