


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Satb1 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Numéro d'article: CM0024767



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SATB1 validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Convient pour des études sur le remodelage de la chromatine, le développement des lymphocytes T et les métastases cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SATB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DEFDA; KTZSL; SATB1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6304
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 572-763 de la protéine SATB1 humaine (NP_002962.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01826
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace