

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sav1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4B6

Numéro d'article: CM0024288



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SAV1 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Cible le régulateur de la voie de signalisation Hippo, protéine de 45 kDa. Convient pour les applications de Western blot, d'immunohistochimie et d'ELISA.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	[Validé KO] SAV1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SAV ; WW45 ; WWP4 ; V1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60485
GeneID	60485
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-383 de SAV1 humain (NP_068590.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4B6
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace