


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scaf8 (Rbm16) Pour Wb, Elisa - Q9Upn6

Numéro d'article: CM0021441



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SCAF8 (RBM16) humain, adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Utile pour les études sur la terminaison de la transcription et le traitement de l'ARN. Immunogène recombinant, 141 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCAF8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RBM16 ; SCAF8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	22828
ID du gène	22828
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 572-634 de SCAF8 humain (NP_055707.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UPN6
Poids moléculaire	141 kDa
Expédition	Sac de glace