

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scamp1 Pour Wb, Elisa - O15126

Numéro d'article: CM0027770

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SCAMP1, validé pour WB et ELISA. Reconnaît SCAMP1 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies de recyclage post-Golgi et du trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCAMP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	SCAMP; SCAMP37; SCAMP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	9522
Identifiant du gène	9522
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de la SCAMP1 humaine (NP_004857.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15126
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace