

Anticorps Polyclonal Anti-Scgb3A2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96PI1

Numéro d'article: CM0016541

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SCGB3A2 humaine, une sécrétoglobine jouant des rôles anti-inflammatoires et antifibrotiques. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur le développement pulmonaire et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCGB3A2 pAb de lapin
Remarques/Alias	LU103, PNSP1, UGRP1, pnSP-1, SCGB3A2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	117156
GeneID	117156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-93 de la SCGB3A2 humaine (NP_473364.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q96PL1
Poids moléculaire	10 kDa
Expédition	Sac réfrigérant