

Anticorps Polyclonal Anti-Scly Pour Wb, Elisa - Q96I15

Numéro d'article: CM0014523



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité de lapin anti-SCLY pour les applications de Western blot et d'ELISA. Réagit avec les protéines SCLY humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur le métabolisme de la sélénocystéine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCLY Rabbit pAb
Remarques/Alias	SCL; hSCL; SCLY
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51540
GeneID	51540
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 284-453 de la SCLY humaine (NP_057594.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96I15
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac de glace