


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scn3B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ny72

Numéro d'article: CM0014012



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SCN3B humain, une sous-unité bêta régulatrice des canaux sodiques. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, et présentant une réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'électrophysiologie cardiaque et la recherche sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCN3B pAb de lapin
Remarques/Alias	SCNB3; ATFB16; BRGDA7; HSA243396; SCN3B
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55800
GeneID	55800
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 160 de la SCN3B humaine (NP_060870.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NY72
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac de glace