

Anticorps Polyclonal Anti-Scnn1B Pour Wb Et Elisa - P51168

Numéro d'article: CM0022114



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité bêta du canal sodique épithélial (SCNN1B/ENaC bêta) pour les applications de WB et d'ELISA. Spécifique de SCNN1B humain et murin, idéal pour la recherche rénale et respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SCNN1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6338
ID du gène	6338
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 406 à 640 de SCNN1B humain (NP_000327.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51168
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac réfrigérant