

Anticorps Polyclonal Anti-Scyl2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6P3W7

Numéro d'article: CM0013418

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SCYL2 (CVAK104). Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du trafic médié par la clathrine et de la fonction neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SCYL2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55681
GeneID	55681
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de SCYL2 humain (NP_060458.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q6P3W7
Poids moléculaire	104 kDa
Expédition	Sac réfrigérant