

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sdf4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brk5

Numéro d'article: CM0017692

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SDF4 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le SDF4 humain et murin, une protéine de liaison au calcium de 45 kDa impliquée dans les activités dépendantes du calcium du réticulum endoplasmique. Idéal pour les recherches sur le métabolisme et l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SDF4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Cab45 ; SDF-4 ; SDF4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51150
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-200 du SDF4 humain (NP_057260.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q9BRK5
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Avec sac réfrigérant