

Polymab® Lapin Anti-Sdpr/Cavin-2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 095810

Numéro d'article: CM0004617

Introduction

Le PolymAb® Lapin SDPR/Cavin-2 détecte la cavine-2 (SWISS : 095810) humaine et murine en WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Cette protéine associée aux cavéoles est essentielle à la courbure membranaire et à la biogenèse des cavéoles. Idéal pour la recherche IVD et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® Lapin SDPR/Cavin-2
Remarques/Alias	SDR ; SDPR ; PS-p68 ; cavine-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8436
GeneID	8436
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 326 et 425 de la protéine SDPR/Cavin-2 humaine (NP_004648.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	095810
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace