


Anticorps Polyclonal Anti-Sec14L2 Pour Ihc-P, Elisa - 076054

Numéro d'article: CM0020697



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SEC14L2 (TAP/SPF) validé pour IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour étudier le transport de l'alpha-tocophérol/du squalène, la biosynthèse du cholestérol et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC14L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SEC14L2 ; C22orf6 ; SPF ; TAP ; TAP1 ; Protéine de type SEC14 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23541
Identifiant du gène	23541
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-275 de la SEC14L2 humaine (NP_203740.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076054
Poids moléculaire de la protéine	36kDa/44kDa/46kDa
Expédition	Sac de glace