

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sec61A Pour Wb, Elisa - Q9H9S3

Numéro d'article: CM0003283

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le Sec61A humain (Q9H9S3) pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude du translocation des protéines à travers le réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Sec61A Lapin mAb                                                                                                     |
| Remarques/Alias    | Sec61 alpha-2; SEC61A2; Sec61A                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                               |
| GenelD (Humain)    | 55176                                                                                                                |
| GenelD             | 55176                                                                                                                |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du Sec61A humain (Q9H9S3). |
| Source             | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                  |
| SWISS              | Q9H9S3                                                                                                               |
| Poids moléculaire  | 52kDa                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                         |