

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec63 Pour Wb Et Elisa - Q9Ugp8

Numéro d'article: CM0019405

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SEC63 humaine (ERdj2, DNAJC23), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible le composant du translocon membranaire du RE impliqué dans le trafic des protéines, pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SEC63 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ERdj2 ; PCLD2 ; SEC63L ; DNAJC23 ; PRO2507 ; SEC63
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	11231
GeneID	11231
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 595 à 720 de la SEC63 humaine (NP_009145.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9UGP8
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace