

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sema4A (Sémaphorine-4A) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3S1

Numéro d'article: CM0021093

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin SEMA4A validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des sémaphorines en neurobiologie et recherche en régulation immunitaire, et pour le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin SEMA4A
Remarques/Alias	RP35 ; SEMB ; SEMAB ; CORD10 ; SEMA4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64218
GeneID	64218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-580 de la SEMA4A humaine (NP_071762.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3S1
Poids protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace