

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sepn1 Pour Wb, Elisa - Q9Nzv5

Numéro d'article: CM0013548

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SEPN1 (sélénoprotéine N) pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur le stress oxydatif, l'homéostasie calcique et la biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-SEPN1                                                                                                           |
| Remarques/Alias      | RSS; CFTD; SELN; CMYP3; MDRS1; RSMD1; SEPN1                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                            |
| ID de gène           | 57190                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 341-590 de la SEPN1 humaine (NP_065184.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                    |
| SWISS                | Q9NZV5                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 66 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |