


Anticorps Polyclonal Anti-Septine 9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhd8

Numéro d'article: CM0028823



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique ciblant la Septine-9 humaine. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de façon croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la dynamique du cytosquelette, la cytodérèse et la pathogénèse microbienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Septine 9 pAb de lapin
Remarques / Alias	MSF; MSF1; NAPB; SEPT9; SINT1; PNUTL4; SeptD1; AF17q25; Septin 9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	10801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de la Septine 9 humaine (NP_001106964.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHD8
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace