

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Serpinc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01008

Numéro d'article: CM0003863



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité spécifique du SERPINC1 humain (Antithrombine-III). Validé pour Western Blot, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-SERPINC1
Remarques/Alias	AT3, AT3D, ATIII, THPH7, ATIII-R2, ATIII-T1, ATIII-T2, SERPINC1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	462
ID du gène	462
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SERPINC1 humain (P01008).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01008
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace