


Anticorps Polyclonal Anti-Set1A Pour Wb, Elisa - O15047

Numéro d'article: CM0022164



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SET1A humain (O15047), validé pour WB et ELISA ; réagit croisé avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la méthylation des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètres principaux	Détails
Nom du produit	SET1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	Set1; EPEDD; KMT2F; Set1A; NEDSID; SET1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9739
GeneID	9739
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 258-458 de SET1A humain (O15047)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15047
Poids de la protéine	186 kDa
Expédition	Sac de glace