


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sf3A3 Pour Wb, Elisa - Q12874

Numéro d'article: CM0003944



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SF3A3 pour WB et ELISA, reconnaissant le SF3A3 humain et murin (59 kDa). Outil essentiel pour la recherche sur le spliceosome et les études d'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SF3A3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PRP9 ; PRPF9 ; SAP61 ; SF3a60 ; SF3A3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10946
GeneID	10946
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du SF3A3 humain (Q12874)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12874
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace