

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sfrp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N474

Numéro d'article: CM0025081

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-SFRP1 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain et la souris. Cible la protéine 1 apparentée à frizzled sécrétée, un modulateur de la signalisation Wnt, pour la recherche sur la croissance cellulaire et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SFRP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Espèce	Humain
ID de Gène	6422 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-314 de SFRP1 humain (NP_003003.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N474
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace