


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sftpc Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P11686

Numéro d'article: CM0020357



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la SFTPC humaine (protéine C du surfactant) pour WB, IHC, IF et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. 21 kDa. Idéal pour la recherche sur les maladies pulmonaires et le développement de DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin SFTPC
Remarques/Alias	SP5 ; SP-C ; PSP-C ; SFTP2 ; SMDP2 ; BRICD6 ; SFTPC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6440
ID du gène	6440
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-197 de la SFTPC humaine (NP_003009.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11686
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace