

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sgpl1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - O95470

Numéro d'article: CM0009714



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SGPL1 pour WB, IF, IHC-P, ELISA. Reconnaît SGPL1 humain, murin et de rat (64 kDa). Essentiel pour les recherches sur le métabolisme des sphingolipides, l'apoptose et l'homéostasie lipidique. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] mAb de lapin anti-SGPL1
Remarques/Alias	SPL ; S1PL ; NPHS14
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8879
GeneID	8879
Immunogène	Peptide synthétique (aa 301-400 de SGPL1 humain, NP_003892.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O95470
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace