

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sgsh Pour Wb Et Elisa - P51688

Numéro d'article: CM0028373



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SGSH humaine (N-sulphoglucosamine sulphohydrolase), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Convient pour la recherche sur les maladies de surcharge lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SGSH Lapin pAb
Remarques/Alias	HSS; SFMD; MPS3A; SGSH
Espèce	Humain
ID de gène	6448
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 273-502 de la SGSH humaine (NP_000190.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51688
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace