


Anticorps Polyclonal Anti-Sh3Pxd2A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tcz1

Numéro d'article: CM0027011



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SH3PXD2A (FISH, TKS5). Validé en WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris. Idéal pour les études sur les invadopodes, podosomes et l'invasivité cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SH3PXD2A Lapin pAb
Remarques/Alias	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9644
GeneID	9644
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 806-1105 de SH3PXD2A humain (NP_055446.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5TCZ1
Poids Protéique	125kDa
Expédition	Sac de glace