

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ship1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Numéro d'article: CM0007921



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SHIP1 validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Cible SHIP1 humain (Q92835) avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation immunitaire et le développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SHIP1
Remarques/Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3635
GeneID	3635
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1084-1178 de SHIP1 humain (Q92835)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q92835
Poids moléculaire	133 kDa
Expédition	Sac de glace