

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Siglec10 Pour Wb, Elisa - Q96Lc7

Numéro d'article: CM0022218

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SIGLEC10 validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et de rat. Immunogène recombinant, cible protéique de 77 kDa. Renseignez-vous auprès de CamelBio pour les quantités en gros et les conseils techniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SIGLEC10
Remarques/Alias	SLG2; PRO940; SIGLEC-10; SIGLEC10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	89790
ID de gène	89790
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 627-697 du SIGLEC10 humain (NP_149121.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96LC7
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace