

Anticorps Polyclonal Anti-Sirt1 Pour Wb, Elisa - Q923E4

Numéro d'article: CM0028493

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SIRT1 de souris (Sir2), validé pour WB et ELISA. Déacétylase dépendante du NAD impliquée dans le métabolisme, le vieillissement, l'apoptose et les rythmes circadiens. Idéal pour la recherche en épigénétique et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SIRT1
Remarques/Alias	Sir2 ; Sir2a ; SIR2L1 ; Sir2alpha
Espèce	Souris
GeneID (humain)	23411
GeneID	93759
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 638 et 737 de la SIRT1 de souris (NP_062786.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q923E4
Poids protéique	80 kDa/60 kDa
Expédition	Sac de glace