

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sirt3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Numéro d'article: CM0029761



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SIRT3 humain (SIR2L3), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte SIRT3 humain, murin et de rat, une déacétylase mitochondriale NAD-dépendante impliquée dans le métabolisme et la réponse au stress. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-SIRT3
Remarques/Alias	SIR2L3; SIRT3
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	23410 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 388 et 399 de SIRT3 humain (NP_036371.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NTG7
Poids Moléculaire Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace