

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc1A7 Pour Wb Et Elisa - 000341

Numéro d'article: CM0014749

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le SLC1A7 (EAAT5) humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les applications de recherche sur le transporteur du glutamate et la rétine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SLC1A7 Lapin pAb
Remarques/Alias	AAAT; EAAT5; SLC1A7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6512
GeneID	6512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-560 du SLC1A7 humain (NP_006662.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O00341
Poids de la Protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace