

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Slc25A13/Citrine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Numéro d'article: CM0004175



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la SLC25A13/citrine humaine (SWISS : Q9UJS0). Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport mitochondrial et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-SLC25A13/Citrine
Remarques/Alias	SLC25A13 ; ARALAR2 ; CITRINE ; CTLN2 ; solute carrier family 25 member 13 ; SLC25A13/Citrine
Espèce	Humain
GeneID	10165
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la SLC25A13/Citrine humaine (NP_055066.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJS0
Poids protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace