

Anticorps Polyclonal Anti-Slc25A39 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Bzj4

Numéro d'article: CM0020108

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC25A39 pour les applications WB, IF-P et ELISA, réactif avec les échantillons humains, de souris et de rat. Cible le transporteur mitochondrial du glutathion, utile pour les recherches en biologie redox et en érythropoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC25A39 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CGI69; CGI-69; SLC25A39
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51629
GeneID	51629
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-250 de la SLC25A39 humaine (NP_001137252.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9BZJ4
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac réfrigérant